

Neue
Winter-
modelle



2017

Der Trick
mit dem Klick

Die beste Technik und Optik für Kinder und Erwachsene

Mit Bein- oder Fußorthesen hat jeder Anwender einen besonderen Anspruch an seine Schuhe: den Wunsch nach maximaler Bewegungsfreiheit, optimaler Stützfunktion und genügend Platz im Schuh für die Orthese. Aber nicht nur das Tragen von Schuhen sollte anspruchsvoll sein, sondern auch das

Anziehen. Gerade bei Menschen mit eingeschränkter Körperbewegung ist dies oft eine Herausforderung. Jeder A.S. Schuh (Autonomy Shoe) lässt sich durch den rückwärtigen Einstieg leicht anziehen. Das spezielle Boa-Verschlusssystem ermöglicht das Schließen und Regulieren per Knopf. Durch das zirkuläre Verschließen passt sich der Schuh optimal an die Orthese an und gewährleistet somit eine individuelle Passform. Einseitige Versorgungen können somit mit einem gleichen Paar angepasst werden. Das spezielle Verschlusssystem lässt unterschiedliche Fußweiten in der Versorgung zu.



Das Verschließen und Öffnen des Schuhs durch einen Drehverschluss ist nun kinderleicht. Außerdem verleiht dieses ausgeklügelte Schnürsystem einen maximalen Halt durch optimale Anpassung des Schuhs an den Fuß bzw. die Orthese, wie es durch herkömmliches Schnüren nicht möglich ist. Das Verschlusssystem verläuft durch den gesamten Schuh und endet an einer Art Spule mit einem Drehknopf, von dem mit einem einzigen Griff der Schuh fixiert werden kann.

Foot Care Design mit hinterem Einstieg

Das Ergebnis: Ein Schuh, der funktionelle Eigenschaften erfüllt, eine unübertroffene Passform hat, hohen Komfort bietet mit außergewöhnlicher Haltbarkeit, aber vor allem ein einmalig leichtes Anziehen durch den rückwärtigen Einstieg ermöglicht.



Boa-Verschluß-System mit zirkulärer Anpassung

Die Versorgung mit A.S. Orthesenschuhen erlaubt eine Versorgung unterschiedlicher Fußweiten oder unterschiedlicher Fußgrößen mit einem gleichen Paar. Das großzügige System bietet die Versorgung vielfältiger Orthesenanwendungen. Auch voluminösere Versorgungen können gleichwertig mit einem Paar durchgeführt werden zugunsten einer parallelen Optik am Fuß.

Deluxe Standard Sommermodelle PLAY



PLAY San Grigo
Größen 24 - 38
perforiertes Innenleder
Artikel Nr.
100092-SG24 - SG38
HMV 31.03.03.7027



PLAY San Lilla
Größen 24 - 38
perforiertes Innenleder
Artikel Nr.
100092-SL24 - SL38
HMV 31.03.03.7028

Deluxe Standard Modelle PLAY



PLAY Grigo Rosso
Größen 24 - 43
Artikel Nr.
100092-G24 - G43
perforiertes Innenleder
HMV 31.03.03.7025



PLAY Dark
Größen 24 - 43
Artikel Nr.
100092-D24 - D43
HMV 31.03.03.7023



PLAY Viola
Größen 24 - 43
Artikel Nr.
100092-V24 - V43
HMV 31.03.03.7022



PLAY Blue
Größen 24 - 43
Artikel Nr.
100092-B24 - B43
HMV 31.03.03.7024

Nowecare Easy Up

Die neue Kollektion der Eigenmarke Nowecare Easy Up wird neben den bewährten Vorteilen, wie optimale Passform, leichtes An- und Ausziehen bzw. Verschliessen des Schuhs durch ein differenziertes und farbenfrohes Design unterstrichen. Die Versorgung lässt damit keine Wünsche offen und wird somit in Verbindung mit den hochwertigen Materialien und erstklassiger Verarbeitung zum Blickfang.



Nowecare Easy Up Modelle

EASY UP Laser Orange
Größen 24 - 43
Artikel Nr.
10032-L024 bis L043
HMV beantragt.



EASY UP Star Blue Sport
Größen 24 - 45
Artikel Nr.
10032-SBS24 bis SBS45
HMV beantragt.



EASY UP Ice Pink
Größen 24 - 43
Perforiertes Innenleder
Artikel Nr.
10032-IP24 bis IP43
HMV beantragt.



Der Nowecare Easy Up mit lateralem Boa-Drehknopf

Das Öffnen und Schließen des Schuhs ist im Vergleich zu den Modellen mit dem hinteren Drehknopf unverändert. Als Option kann vom Anwender zum Aufziehen der halbrunde Bügel gezogen werden, um den Schuh einfach zu öffnen.



Modelle mit lateralem Boa-Drehknopf

EASY UP Lateral Quattro White
Größen 24 - 45
Artikel Nr.
10032-LQW24 bis LQW45
HMV beantragt.



EASY UP Lateral Buddy Green
Größen 24 - 43
Artikel Nr.
10032-LBG24 bis LBG43
HMV beantragt.



EASY UP Lateral Black
Größen 24 - 45
Artikel Nr.
10032-LB24 bis LB45
HMV beantragt.



EASY UP Lateral Lila
Größen 24 - 40
Artikel Nr.
10032-LL24 bis LL40
HMV beantragt.



Wintermodelle *PLAY* & *Easy UP*

Nowecare bietet drei Wintermodelle für kältere und feuchte Tage an. Das Teddy-Innenfutter hält von innen warm und das wasserabweisende Nubukleder mit dem ebenso wasserabweisenden Mesh-Einsätzen gibt Schutz von aussen. Auch der erhöhte Schaft trägt dazu bei.



EASY UP Rover Rock
Größen 24 - 43
Artikel Nr.
10032-RR24 bis RR43
HMV beantragt.



PLAY Winter Grey
Größen 24 - 43
Artikel Nr.
100092-WG24 bis WG43
HMV 31.03.03.7030



PLAY Winter Sand
Größen 24 - 43
Artikel Nr.
100092-WS24 bis WS43
HMV 31.03.03.7030




Wintermodelle mit lateralem Boa-Drehknopf



EASY UP Lateral Winter Black Pink
Größen 24 - 43
Artikel Nr.
10032-WBP24 bis WBP43
HMV beantragt.



EASY UP Lateral Winter Black Green
Größen 24 - 43
Artikel Nr.
10032-WBG24 bis WBG43
HMV beantragt.



Nowecare

*Nowecare GmbH
Im Himmelreich 7
D - 49610 Quakenbrück*

*Tel.: 05431 / 851 98 0
Fax: 05431 / 851 98 29*

info@nowecare.de | www.nowecare.de

PLAY Sabbia
Größen 24 - 43
Artikel Nr.
100092-S24 - S43
perforiertes Innenleder
HMV 31.03.03.7026

